

2,5 Liter		
FISHER	10616653	Acetonitril, für LC-MS
SIGMA	1000292500	Acetonitril, LC-MS
VWR	83639.320	Acetonitril, HPLC
SIGMA	1000302500	Acetonitril HPLC, LiChrosolv®
SIGMA	32211-M	Chloroform, 99.0-99.4%
FISHER	10626642	Dichloromethane, for HPLC
FISHER	10783601	Hexane, for Analysis, 95%
SIGMA	1043682511	Hexane, z.A EMPLURA®
FISHER	10703611	Hexanes, for HPLC, 95%
SIGMA	270504-M	Hexane, for HPLC, ≥95%
SIGMA	1060072500	Methanol HPLC, LiChrosolv®
FISHER	10675112	Methanol, for HPLC

25 Liter		
VWR	20839.468	2-Propanol Pure
VWR	20070.462	Acetonitril ≥99% TECHNICAL
VWR	23223.461	Cyclohexan ≥99%
FISHER	10151850	Cyclohexan, für die Analyse
FISHER	10616642	Dichloromethane, z.A
VWR	23880.461	Ethylacetat ≥99%
FISHER	10396320	Ethylacetat ≥99%
VWR	24574.460	Hexan, TECHNICAL
VWR	20903.461	Methanol ≥98% TECHNICAL
VWR	26192.463	n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
VWR	23826.464	Petroleumbenzin, 40 - 60 °C
FISHER	10589380	Petroleumbenzin, 40 - 60 °C
VWR	22104.460	Tert-Butylmethylether ≥99%
VWR	28675.465	Toluol ≥99,0%
FISHER	10408810	Toluol, 99+%, ExtraPure, SLR

5 Liter		
VWR	23807.366	Diethylether Technical
FISHER	10010240	Methanol for Analysis
SIGMA	1060095000	Methanol for analysis

10 Liter		
VWR	20063.412	Aceton Technical
Donauchem	2073610	Ethanol A 96%
Donauchem	2106610	2-Propanol 99,8%

1 Liter		
FISHER	10122190	Chloroform, for Analysis

Feststoffe		
MN	815381.5	Kieselgel 60M (0,04-063mm) 5Kg

Sonderanforderungen werden nicht von der CL bearbeitet, sondern sind weiterhin von den Instituten / Organisationseinheit selber zu bestellen.